




Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800-06

Adaptateur de test d'ajustement quantitatif Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ Adapter für quantitative Dichtungsprüfungen FF-800-06

Adattatore per test di adattamento quantitativo Secure Click™ FF-800-06

Adaptador para pruebas de ajuste cuantitativas Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800-06

Secure Click™ adapter för kvantitativt passformstest FF-800-06

Secure Click™ adapter til kvantitativt tilpasningstest FF-800-06

Secure Click™ Fit Test Adapter FF-800-06

Secure Click™ Quantitative Fit -testiadapteri FF-800-06

Adaptador de Teste de Encaixe Quantitativo Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ Προσαρμογέας Ποσοτικής Δοκιμής Εφαρμογής Τοποθέτησης FF-800-06

Adapter ilościowego testu dopasowania Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ kvantitatív illeszkedési teszt adapter FF-800-06

Adapter pro kvantitativní zkoušku těsnosti SecureClick™ FF-800-06

Adapter na kvantitativnú skúšku tesnosti SecureClick™

Adapter za kvantitativni preizkus namestitve Secure Click™ FF-800-06

Kvantitativse sobivustesti adapter – Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800-06

Secure Click™ kvantitativas atbilstības pārbaudes adapters FF-800-06

„Secure Click™” kiekrybinio prigludimo testo adapteris FF-800-06

Adaptor de testare cantitativă a potrivirii Secure Click™ FF-800-06

Kvantitativni adapter za ispitivanje pranjanja Secure Click™ FF-800-06

Адаптер за количествен тест за годност Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ FF-800-06 adapter za kvantitativno testiranje pristajanja

Secure Click™ Kantitatif Uyum Testi Adaptörü FF-800-06

Secure Click™ mølsherlik jhanasu berikitiğin тексерге арналған адаптері (FF-800-06)

Secure Click™ 定量適合性检验适配器 FF-800-06

Secure Click™ 定量符合度測試轉接器 FF-800-06

Secure Click™ 정량 밀착 검사 어댑터 FF-800-06

セキアクリック™ 定量フィットテスト用アダプター FF-800-06

Secure Click™ FF-800-06 اختبار التوافق الكمي

IMPORTANT: before use, the wear must read the *User Instructions* and the *User Instructions* for the respirator facepiece. Keep these instructions for reference.



⚠ WARNING

This respirator helps protect against certain airborne contaminants. **Misuse may result in sickness or death.** For correct use, consult supervisor and *User Instructions*, or call 3M in U.S.A. at 1-800-243-4630. In Canada, call Technical Service at 1-800-267-4414. In Brazil, contact 0800-0132333.

Description

The 3M™ Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800 Series is designed to permit quantitative fit testing of the 3M™ Secure Click™ FF-800 Series Full Facepiece Reusable Respirator (FF-801, FF-802, and FF-803).

Adapter Installation Instructions:

- Remove exhalation valve cover by gently pulling left and right side of cover away from the facepiece (Fig. 1).
- Remove the nose cup assembly by grasping the hard plastic ring of the nose cup where it attaches to the lens and gently pulling it up and away from lens assembly (Fig. 2).
- Remove exhalation valve assembly by turning counter clockwise 1/4 turn (Fig. 4).
- Remove the speaking diaphragm by turning counter clockwise 1/4 turn (Fig. 4).
- To install the fit test adapter, align it with the speaking diaphragm opening so that the fit test port is facing right (Fig. 5).
- With slight downward force, use the thumb and forefinger to rotate the adapter ½ turn clockwise, so that the fit test port is facing downward (Fig. 6).
- Visually inspect the fit test adapter for misalignment or incomplete placement. If there's any indication of incomplete placement, remove the fit test adapter and repeat the installation procedure.
- Attach the tubing to the fit test port. Pull gently to ensure it is secure (Fig. 7). NOTE: Tubing is not included with the FF-800-06.
- Reattach the exhalation valve assembly, being careful not to pinch the attached tubing (Fig. 8).
- Replace the nose cup by aligning hard plastic ring with lens assembly and pressing firmly on center tabs until bottom of the nose cups snap in place. Press down on top of nose cup ring until tabs snap in place.
- Reattach the exhalation valve cover, being careful to ensure the tubing is coming out the opening at the bottom of the cover and is not pinched (Fig. 9 and 10).

Ensure the appropriate filters are installed prior to beginning the fit test.

The fit test adapter must be removed and replaced with the speaking diaphragm prior to using the facepiece in the work environment. Speaking diaphragm installation instructions are located in the FF-800 Facepiece Product User Instructions.



⚠ WARNING

The quantitative fit test adapter must be removed and replaced with the speaking diaphragm prior to using the respirator in a contaminated environment. Failure to follow these instructions may reduce respirator performance, expose you to contaminants above the OEL, and **may result in sickness or death.**

Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800-06

Secure Click™ adapter för kvantitativt passformstest FF-800-06

Secure Click™ adapter til kvantitativt tilpasningstest FF-800-06

Secure Click™ Fit Test Adapter FF-800-06

Secure Click™ Quantitative Fit -testiadapteri FF-800-06

Adaptador de Teste de Encaixe Quantitativo Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ Προσαρμογέας Ποσοτικής Δοκιμής Εφαρμογής Τοποθέτησης FF-800-06

Adapter ilościowego testu dopasowania Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ kvantitatív illeszkedési teszt adapter FF-800-06

Adapter pro kvantitativní zkoušku těsnosti SecureClick™ FF-800-06

Adapter na kvantitativnú skúšku tesnosti SecureClick™

Adapter za kvantitativni preizkus namestitve Secure Click™ FF-800-06

Kvantitativse sobivustesti adapter – Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800-06

Secure Click™ kvantitativas atbilstības pārbaudes adapters FF-800-06

„Secure Click™” kiekrybinio prigludimo testo adapteris FF-800-06

Adaptor de testare cantitativă a potrivirii Secure Click™ FF-800-06

Kvantitativni adapter za ispitivanje pranjanja Secure Click™ FF-800-06

Адаптер за количествен тест за годност Secure Click™ FF-800-06

Secure Click™ FF-800-06 adapter za kvantitativno testiranje pristajanja

Secure Click™ Kantitatif Uyum Testi Adaptörü FF-800-06

Secure Click™ mølsherlik jhanasu berikitiğin тексерге арналған адаптері (FF-800-06)

Secure Click™ 定量適合性检验适配器 FF-800-06

Secure Click™ 定量符合度測試轉接器 FF-800-06

Secure Click™ 정량 밀착 검사 어댑터 FF-800-06

セキアクリック™ 定量フィットテスト用アダプター FF-800-06


Secure Click™ FF-800-06 اختبار التوافق الكمي



⚠ WARNING

The Adapter for the quantitative Dichtungsprüfung must be removed and replaced with the speaking diaphragm before use, because the Dichtungsprüfung is in a contaminated environment. Failure to follow these instructions may reduce the performance of the Dichtungsprüfung and expose you to contaminants above the OEL, which can **lead to illness or even death.**

IMPORTANT: prima dell'uso, la persona che lo indossa deve leggere e comprendere queste istruzioni per l'utente e le istruzioni per l'utente del facciale del respiratore. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.



⚠ AVVERTENZA

Questo respiratore aiuta a proteggere da alcuni contaminanti aviotrasportati. L'uso improprio può causare malattia o morte. Per un uso corretto, consultare il supervisore e le istruzioni per l'utente oppure chiamare 3M negli Stati Uniti al numero +1-800-243-4630. In Canada, chiamare l'assistenza tecnica al numero +1-800-267-4414. In Brasile contattare il numero 0800-0132333.

Descrizione

L'adattatore per test di adattamento quantitativo 3M™ Secure Click™ serie FF-800 è progettato per consentire il test di adattamento quantitativo del respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ Secure Click™ serie FF-800 (FF-801, FF-802 e FF-803).

Istruzioni per l'installazione dell'adattatore:

- Rimuovere il coperchio della valvola di espirazione tirando delicatamente la parte sinistra e destra del coperchio del facciale (Fig. 1).
- Rimuovere il gruppo del nastro afferrando l'anello di plastica duro del nastro, dove si attacca alla lente, e tirando delicatamente verso l'alto e allontanandolo dal gruppo della lente (Fig. 2).
- Rimuovere il gruppo della valvola di espirazione ruotando in senso antiorario di 1/4 di giro (Fig. 3).

- Rimuovere il diaframma fonico ruotando in senso antiorario di 1/4 di giro (Fig. 4).
- Per installare l'adattatore per il test di adattamento, allinearne con l'apertura del diaframma fonico in modo che la porta per il test di adattamento sia rivolta a destra (Fig. 5).
- Esercitando una leggera forza verso il basso, utilizzare il pollice e l'indice per ruotare l'adattatore di ¼ di giro in senso orario, in modo che la porta per il test di adattamento sia rivolta verso il basso (Fig. 6).
- Ispezionare visivamente l'adattatore per il test di adattamento per verificare che non sia disallineato o posizionato in modo incompleto. In caso di indicazione di posizionamento incompleto, rimuovere l'adattatore per il test di adattamento e ripetere la procedura di installazione.
- fissare il tubo alla porta per il test di adattamento. Tirare delicatamente per assicurarsi che sia ben saldo (Fig. 7). NOTA: Il tubo non è incluso con FF-800-06.
- Ritaccare il gruppo della valvola di espirazione, facendo attenzione a non schiacciare il tubo collegato (Fig. 8).
- Riposizionare il nastro allineando l'anello di plastica rigido con il gruppo della lente e premendo con decisione sulle linguette centrali della lente e sulla linguetta della linguetta del nastro non scatta in posizione. Premere sulla parte superiore dell'anello del nastro finché le linguette non scattano in posizione.
- Ritaccare il coperchio della valvola di espirazione, facendo attenzione che il tubo fuoriesca dall'apertura nella parte inferiore del coperchio e che non venga schiacciato (Fig. 9 e 10).

Prima di iniziare il test di adattamento, assicurarsi che i filtri appropriati siano installati.

L'adattatore per test di adattamento deve essere rimosso e sostituito con il diaframma fonico prima di utilizzare il facciale nell'ambito di lavoro. Le istruzioni per l'installazione del diaframma fonico si trovano nelle istruzioni per l'utente del prodotto facciale FF-800.



⚠ AVVERTENZA

L'adattatore per test di adattamento quantitativo deve essere rimosso e sostituito con il diaframma fonico prima di utilizzare il respiratore in un ambiente contaminato. La mancata osservanza di queste istruzioni può ridurre le prestazioni del respiratore, esporre il paziente a contaminanti superiori all'OEL e **può provocare malattie o morte.**

IMPORTANTE: Antes de utilizarlo, es necesario leer y comprender estas instrucciones de uso y las instrucciones de uso de la máscara de protección. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia.



⚠ ADVERTENCIA

Este dispositivo de protección respiratoria protege contra determinados contaminantes que se transmiten por aire. **El uso de forma incorrecta puede provocar enfermedades o la muerte.** Para usarlo correctamente, consulte a un supervisor y lea las instrucciones del uso o llame a 3M en EE. UU. al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414. En Brasil, llame al 0800-0132333.

Descrizione

La serie FF-800 di adattadores para pruebas de ajuste cuantitativas 3M™ Secure Click™ está diseñado para los pruebas de ajuste cuantitativas de la máscara completa reusable 3M™ Secure Click™ de la serie FF-800 (FF-801, FF-802 y FF-803).

Istruzioni per installare el adattador:

- Retire la tapa de la válvula de exhalación tirando suavemente de los lados izquierdo y derecho de la tapa para separarla de la máscara (Fig. 1).
- Retire la pieza buconasal agarrando el arco de plástico rígido por la parte donde va unido al visor y tirando suavemente hacia arriba para separarla del visor y del marco de la lente (Fig. 2).
- Retire el bloque de la válvula de exhalación girando 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 3).
- Retire el diafragma de comunicación girando 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 4).
- Para instalar el adaptador para pruebas de ajuste, alínelo con la abertura del diafragma de comunicación de modo que el puerto de pruebas de ajuste quede orientado hacia la derecha (Fig. 5).
- Presionando ligeramente hacia abajo, gire el adaptador ¼ de vuelta en el sentido de las agujas del reloj con el pulgar y el índice de modo que el puerto de pruebas de ajuste quede orientado hacia abajo (Fig. 6).
- Observe el adaptador de pruebas de ajuste para ver si está desalineado o no está colocado correctamente. Si le parece que el adaptador de pruebas de ajuste no está perfectamente colocado, retirelo y repita el proceso de instalación.
- Conecte el tubo al puerto de pruebas de ajuste. De un tirón suave para asegurarse de que está bien fijado (Fig. 7). NOTA: El tubo no viene incluido con el FF-800-06.
- Vueha a colocar el bloque de la válvula de exhalación, teniendo cuidado de no pelizar el tubo conectado (Fig. 8).
- Vueha a colocar la pieza buconasal alineando el arco de plástico rígido con el ensamblaje de la lente y presionando firmemente las lengüetas centrales hasta que la parte inferior de las lengüetas quede encajada. Presione la parte superior del arco de la pieza buconasal hasta que las lengüetas queden encajadas.
- Vueha a colocar la tapa de la válvula de exhalación de forma que el tubo salga por la abertura inferior de la tapa y no quede enganchado (Fig. 9 y 10).

Antes de comenzar las pruebas de ajuste, asegúrese de que estén instalados los filtros adecuados.

Antes de usar la máscara en el entorno de trabajo, hay que retirar el adaptador de pruebas de ajuste y sustituirlo por el diafragma de comunicación. Puede ver las instrucciones de instalación del diafragma de comunicación en las *Instrucciones de uso de la Máscara FF-800*.



⚠ ADVERTENCIA

Antes de usar el respirador en un entorno contaminado, hay que retirar el adaptador de pruebas de ajuste y sustituirlo por el diafragma de comunicación. El no seguir estas instrucciones puede afectar al rendimiento del equipo y exponer a contaminantes que superen el LEF. **Lo que puede provocar enfermedades o la muerte.**

BELANGRIJK: Voor gebruik moet de drager deze *Gebruiksaanwijzing* en de *Gebruiksaanwijzing* voor het gasmasker lezen en begrijpen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing ter referentie.

Antes de usar la máscara en el entorno de trabajo, hay que retirar el adaptador de pruebas de ajuste y sustituirlo por el diafragma de comunicación. Puede ver las instrucciones de instalación del diafragma de comunicación en las *Instrucciones de uso de la Máscara FF-800*.




⚠ WAARSCHUWING

Dit gasmasker helpt beschermen tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht. Een verkeerd gebruik kan leiden tot ziekten of zelfs de dood. Om het gasmasker correct te gebruiken, raadpleeg u een supervisor en lees de *Gebruiksaanwijzing*, of bel 3M in de V.S. op 1-800-243-4630. Bel in Canada de technische dienst op 1-800-267-4414. In Nederland kunt u contact opnemen met 0800-0132333.

Onmschrijving

De 3M™ Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter FF-800 serie is ontworpen voor het kwantitatief testen van de pasvorm van de 3M™ Secure Click™ FF-800 serie herbruikbare volgezichtsmasker (FF-801, FF-802, en FF-803).



⚠ ADVARSEL

Den tæsttestadapteren må fjernes og erstattes med tælemembranen før ansigtsmasken bruges i arbejdsmiljøet. Installationinstruksjonerne for tælemembranen finner du i *brukeveiledningen til produktet FF-800 hodebel*.

Istrucões por plaçtanga de o adaptador:

- Remover o tækel van de uidentalelventiel door de linker- en rechterkant van het tækel voorzichtig van het masker af te trekken (Abt. 1).
- Remover de neuskegel door de harde plastic ring van de neuskegel vast te pakken waer deze aan de lens vastzit, en hem voorzichtig omhoog en van het lensstæk af te trekken (Abt. 2).
- Remover de uidentalelventiel door 1/4 slag tegen de klok in te draaien (Abt. 3).
- Remover het spreekmembran door 1/4 slag tegen de klok in te draaien (Abt. 4).
- Lijn de adapter voor de pasvormtest bij plaatsing uit met de spreekmembranvoorziening, zodat de pasvormtestpoort naar rechts is gericht (Abt. 5).
- Druk de adapter met duim en vingerwijng lichtjes naar rechts en trek de kwartslag met de klok mee draai, zodat de pasvormtestpoort naar de onderzijde wijst (Abt. 6).
- Inspecteer visueel of de adapter voor de pasvormtest mogelijk onjuist is uitgelijnd of onvolledig is geplaatst. Als het lijkt dat de adapter voor de pasvormtest onvolledig is geplaatst, verwijder deze en herhaal de installatieprocedure.
- Bevestig de slang aan de pasvormtestpoort. Trek er voorzichtig aan om te controleren of deze goed vastzit (Abt. 7). OPMERKING: De FF-800-06 wordt niet geleverd met slang.
- Bevestig de uidentalelventiel opnieuw en zorg ervoor dat de slang niet wordt afgeklemd (Abt. 8).
- Plaats de neuskegel terug door de harde plastic ring uit te lijnen met de lens en stuw op de middelste lipjes te drukken totdat de onderzijde van de neuskegellijes op hun plaats klikt. Druk op de neuskegeling tot de lipjes vastklikken.
- Bevestig het tækel van de uidentalelventiel weer en let er daarbij op dat de slang uit de opening aan de onderzijde van het tækel komt en niet bevestigd wordt aan de bovenkant van het tækel.

Zorg ervoor dat de filtere filters zijn geïnstalleerd voordat u met de pasvormtest begint.

De adapter voor de pasvormtest moet worden verwijderd en vervangen door het spreekmembran voordat het gasmasker wordt gebruikt. Installeer-instructies voor het spreekmembran vindt u in de *Gebruiksaanwijzing van het FF-800 Facepiece-product*.



⚠ WAARSCHUWING

De kwantitatieve adapter voor de pasvormtest moet worden verwijderd en vervangen door het spreekmembran voordat het gasmasker in de werkomgeving wordt gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan de prestaties van het volgezichtsmasker in de werkomgeving verminderen. Het niet naleven van deze instructies kan tot ziekten of zelfs de dood leiden. Om het gasmasker correct te gebruiken, raadpleeg u een supervisor en lees de *Gebruiksaanwijzing*, of bel 3M in de V.S. op 1-800-243-4630. Bel in Canada de technische dienst op 1-800-267-4414. In Nederland kunt u contact opnemen met 0800-0132333.

VIKTIGT: Førre anvændning måde læren alle de første deede *anvænderinstruktioner* og *anvænderinstruktionerne* for andningsudrusting. Spar de deede *anvænderinstruktioner* som referens.




⚠ VARNING

Detta andningsstøt hjälper till att skydda mot vissa luftburna föroreningar. **Felaktig användning kan leda till sjukdom eller dödsfall.** För korrekt användning, kontakta säkerhetsansvarig och läs *användarinstruktioner*.




⚠ VAROITUS

Tämä hengityssuojainten avulla suojattaa ihmistä epäpuhtauksista vastaan. **Vääräellinen käyttö voi johtaa sairauten tai vammautumisen.** Varmista käytön asianmukaisuus ohjeiden tarkoituksella yhteyttä esikäsittöön, tarkastamalla käyttöohjeita tai soittamalla 3M:n numeroon 1-800-243-4630. Jos olet Kanadassa, soita tekniseen asiakaspalveluun numeroon 1-800-267-4414. Jos olet Brasilissa, soita yhteyttä numeroon 0800-0132333.



⚠ ADVARSEL

Den tæsttestadapteren må fjernes og erstattes med tælemembranen før ansigtsmasken bruges i arbejdsmiljøet. Installationinstruksjonerne for tælemembranen finner du i *brukeveiledningen til produktet FF-800 hodebel*.



⚠ ADVARSEL

Den tæsttestadapteren må fjernes og erstattes med tælemembranen inden andningsudrustningen anvendes i arbejdsmiljøet. Installationinstruksjonerne for tælemembranen finner du i *brukeveiledningen til produktet FF-800 andningsudrustning*.



⚠ ADVERTENCIA

Este dispositivo de protección respiratoria protege contra determinados contaminantes transportados pelo ar. **Uma utilização deficiente pode resultar em doença ou morte.** Para uma utilização correta, consulte o supervisor e *Instruções do Utilizador* ou telefonar para a 3M nos E.U.A. para 1-800-243-4630. No Canadá, contactar o Serviço Técnico pelo número 1-800-267-4414. No Brasil, contactar 0800-0132333.

- Remover a tampa da válvula de expiração puxando com cuidado o lado esquerdo e direito da tampa, afastando-a da máscara facial (Fig. 1).
- Retirar o conjunto do nariz para trás agarrando o anel de plástico duro do corpo do nariz, onde se prende à lente, puxando-o com cuidado para cima e afastando-o do conjunto da lente (Fig. 2).
- Retirar o conjunto da válvula de expiração rodando 1/4 de volta no sentido anti-horário (Fig. 3).
- Retirar o diafragma de transmissão de voz rodando 1/4 de volta no sentido contrário aos ponteiros do relógio (Fig. 4).
- Para instalar o adaptador de teste de encaixe, alinhe-o com a abertura do diafragma de transmissão de voz para que a porta de teste de encaixe fique virada para a direita (Fig. 5).



⚠ WARNING

Adaptør for kvantitativt passformstest måste tas bort og erstattes med tælemembran inden andningsudrustningen anvendes i en kontamineret miljø. Underlænelhet att följa dessa instruktioner kan minska andningsutrustningens prestanda, utsätta dig för föroreningar över OEL, och **leda till sjukdom eller dödsfall.**

VIGTIGT: Før brug skal brugen lere og forstå deede *brugsanvisning* samt *brugsanvisningen* til åndedrætsvernet. Gem deede brugevejledninger til senere referens.



⚠ ADVARSEL

Dette åndedrætsværnet? (this is not a facemask) hjælper med at beskytte mod visse luftburne forureningstoffer. **Misbrug kan resultere i sygdom eller død.** Vedrørende spørgsmål om korrekt brug, skal du rådføre dig med en vejleder samt *brugsanvisningen*, eller ring til 3M i USA på 1-800-243-4630. I Canada kan du ringe til teknisk service på 1-800-267-4414. I Brasilien skal du ringe til 0800-0132333.

Beskrivelse

3M™ Secure Click™ adapter til kvantitativ tilpasningstest i FF-800-serien er designet til at udføre kvantitativ tilpasningstest af 3M™ Secure Click™ genanvendelige helansigter FF-800-serien (FF-801, FF-802 og FF-803).

Monteringsevneledning til adapteren:

- Fjern udtændingsventilens dæksel ved at trække venstre og højre side af dækslet væk fra ansigtsmasken (fig. 1).
- Fjern næskestøpslen ved at tage fat i den hårde plastplating på næskestøpslen, hvor den fastgøres til lensen, og forsigtigt trække den op og væk fra linseassemblaget (fig. 2).
- Fjern udtændingsventilen ved at dreje den ¼ omgang mod uret (fig. 3).
- Fjern tælemembranen ved at dreje den ¼ omgang mod uret (fig. 4).
- For at montere tilpasningsdiagrammet skal den rettes ind efter tælemembranbrængen, så passformtestporten vender mod højre (fig. 5).
- Med en let nedadgående kraft skal du bruge tommelfingren og pegefingren til at dreje adapteren ¼ omgang mod uret, så testporten vender nedad (fig. 6).
- Føretag visuel kontrol af adapteren for fejljustering eller ufuldstændig placering. Hvis der er nogen tegn på ufuldstændig placering, skal du fjerne adapteren og gentage monteringsproceduren.
- Fæst slang til testporten. Trek forsigtigt for at sikre, at den sidder fast (fig. 7). BEMÆRK: Slangen er ikke inkluderet i FF-800-06.
- Sæt udtændingsventilen på igen, og pas på ikke at klemme den fastgjorte slang (fig. 8).
- Udskift næskestøpslen ved at rette den hårde plastplating ind efter linseassemblaget og trykke fast på de midterste tæpper, indtil bunden af næskestøpslen tapper klikker på plads. Tryk ned på toppen af næskestøpslen, indtil tapperne klikker på plads.
- For at montere tilpasningsdiagrammet skal den rettes ind efter tælemembranbrængen, så passformtestporten vender mod højre (fig. 5).
- Med en let nedadgående filte er monteret, før du starter tilpasningstestet.

testadapteren skal fjernes og udskiftes med tælemembran, før ansigtsmasken kan bruges i arbejdsmiljøet. In

